

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SANGLES POUR CTG



**LIRE LES INSTRUCTIONS
AVANT UTILISATION**



**VOIR LES MISES
EN GARDE**



USAGE UNIQUE



NON STÉRILE



**MATÉRIEL
MÉDICAL**



FABRICANT



Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les informations suivantes avec attention.

ATTENTION: la législation restreint la vente et l'utilisation de cet article par, ou sur ordre d'un médecin.



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE
Amsterdam, Netherlands

LEGAL MANUFACTURER:

Shenzhen Caremed Medical Technology Co., Ltd.
Production license number:20132481
East side, 3rd Floor, C building, Kelunte
Low-carbon Industrial Park,
Dalang, Longhua, Shenzhen,
China 518109

Tel: 0755-28101223
Fax: 0755-27186486
Web: <http://www.szcaremed.com>
Email: CM001@szcaremed.com

NISSHA
MEDICAL TECHNOLOGIES

HS.NisshaMedical.com

MANUFACTURED FOR:
Nissha Medical Technologies
Torbay Business Park
Woodview Road
Paignton, Devon TQ4 7HP
United Kingdom
HS.NisshaMedical.com

NMT091FTL-FR
Disposable Foetal Belt IFU (fr) 4009043C
Rev Date: Sep-21



FRENCH

SANGLES POUR CTG

PN 4009043C

USAGE

- La sangle pour CTG est conçue pour maintenir en place le transducteur d'échographie.

PRESENTATION PRODUIT

- Nom : sangles transductrices abdominales jetables
- Contenu : 2 sangles transductrices abdominales élastiques jetables avec boutonnière

TYPE DE PRODUIT

- Utilisé pour maintenir en place le transducteur d'échographie sur la femme enceinte lors du monitoring du rythme cardiaque du fœtus.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Température : 0°C~40°C
- Humidité relative : 15%~95%
- Pression atmosphérique : 70kpa~106kpa

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Chaque lot de 2 sangles transductrices abdominales est emballé individuellement. L'article emballé doit être conservé dans une pièce bien ventilée.
- Conditions de conservation:
 - Température : -10°C~+40°C
 - Humidité relative : ≤80%
 - Pression atmosphérique : 70kpa~106kpa

MISE EN PLACE / UTILISATION

- Attacher une extrémité de la sangle au transducteur en faisant passer le bouton situé sur le dessus de l'appareil à travers la boutonnière.
- Tout en maintenant le transducteur en place, tirer sur l'autre extrémité de la sangle et la rattacher au bouton, en s'assurant que la tension soit suffisante pour que le transducteur reste bien en contact avec l'abdomen.
- Attention à ne pas trop serrer la sangle afin de ne pas créer de gêne ou d'inconfort pour la patiente.

DUREE DE GARANTIE/ VALIDITE

- Durée de garantie : N/A
- Durée de validité : 2 ans

REPLACEMENT ET RECYCLAGE

- Remplacement : en cas de rupture de la sangle, de dommages sur l'élastique ou de dépassement de la date d'expiration, veuillez remplacer par une nouvelle sangle.
- Après usage : les sangles usagées peuvent être jetées avec les déchets normaux.

CONTRE-INDICATIONS, PRECAUTIONS, AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- Contre-indications : ne pas utiliser sur une blessure
- Ne pas utiliser en cas d'allergie au Spandex
- Mise en garde : cet article est à usage unique afin d'éviter tout risque d'infection. Veuillez lire les instructions d'usage avant utilisation.