



Cánulas Nasales de Alto Flujo y Estándar

CARACTERÍSTICAS



CÁNULA DIVIDIDA

La cánula nasal de alto flujo utilizada en conjunto con el humidificador de burbujas entrega hasta 15LPM (Litros por Minuto)



COMODIDAD DEL PACIENTE

Los tubos blandos reducen las úlceras de presión por causa relacionados con dispositivos médicos



TAMAÑOS Y APLICACIONES MÚLTIPLES

Los diferentes tamaños desde neonatal hasta adulto permite la estandarización de todo el sistema.



SOLUCION ECONOMICA

Beneficia económicamente reduciendo los gastos con el cuidado de heridas al eliminar la necesidad de almohadillas y envolturas de espuma

Reduce el riesgo de daño a los tejidos vasculares con la suavidad y elasticidad del material de la cánula



Tubos de 6 canales resistente a torcedura

Tubos blandos elastomericos

CONECTOR DE TUERCA ROSCADA
Conector universal elimina la necesidad de necesitar un conector de árbol de Navidad



Las propiedades elastoméricas únicas del tubo Comfort Soft Plus® sobre la oreja minimizan la fricción sobre la piel en todos los puntos de contacto y actúa como un "alivio de tensión" cuando un paciente gira la cabeza. Como resultado, las cánulas Comfort Soft Plus son más cómodas, fomentan el cumplimiento del paciente y optimiza los resultados de la terapia.

Cánulas de Alto Flujo con Humidificación Calentada

CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 15 MM Y ADAPTADOR DE 22 MM, AURICULAR DE OREJAS SUAVES "SOFT EARS"

# de parte	Ref	Descripción	Tamaño	Rango de Flujo	Color	Cantidad
700000952	0557	Comfort Soft Plus® Cánula Nasal con Humidificación Calentada	Prematuro	Hasta 7 LPM	Amarillo	10/caja
700000953	0558	Comfort Soft Plus® Cánula Nasal con Humidificación Calentada	Infante	Up to 7LPM	Azul claro	10/caja
700000954	0559	Comfort Soft Plus® Cánula Nasal con Humidificación Calentada	Neonatal	Up to 7LPM	Blanco	10/caja
700000955	0569	Comfort Soft Plus® Cánula Nasal con Humidificación Calentada	Pediatrico	Up to 8LPM	Verde	10/caja

Comfort Soft Plus® Cánulas Nasales de Flujo Estándar

MINIMIZA LLAGAS EN LAS OREJAS, TUBOS RESISTENTES A TORCEDURAS, SUMINISTRO CONSTANTE DE OXIGENO

# de parte	Ref	Descripción	Longitud del tubo	Conector de O2	Rango de Flujo	Cantidad
Cánulas Nasales Prematuro						
700000943	0152	Cánula Nasal de flujo estandar	7"	Trompeta	Hasta 2 LPM	25/caja
700000944	0153	Cánula Nasal de flujo estandar y tuerca roscada	7"	Agarre de Rosca	Hasta 2 LPM	25/caja
Cánulas Nasales Neonatales						
700000946	0163	Cánula Nasal de flujo estandar y tuerca roscada	7"	Agarre de Rosca	Hasta 3 LPM	25/caja
700000947	0167	Cánula Nasal de flujo estandar	7"	Trompeta	Hasta 3 LPM	50/caja
Cánulas Nasales Infantiles						
700000948	0173	Cánula Nasal de flujo estandar y tuerca roscada	7"	Agarre de Rosca	Hasta 4 LPM	50/caja
700000949	0177	Cánula Nasal de flujo estandar	7"	Trompeta	Hasta 4 LPM	50/caja
Cánulas Nasales Pediatricos						
700000950	0183	Cánula Nasal de flujo estandar y tuerca roscada	7"	Agarre de Rosca	Hasta 6 LPM	50/caja
700000951	0187	Cánula Nasal de flujo estandar	7"	Trompeta	Hasta 6 LPM	50/caja