

Parches para Desfibrilación

Almohadillas para desfibriladores para uso en todos los departamentos del hospital



36 MESES DE VIDA ÚTIL
MAS LARGO EN EL MERCADO

La vida útil prolongada reduce el desperdicio y ahorra dinero



CABLES CONDUCTORES DE 1.5M
CABLE MAS LARGO EN EL MERCADO

Mejor flexibilidad con la colocación del equipo y mayor movilidad para el médico



HIDROGEL AVANZADO

Gel único que proporciona una máxima adhesividad al cuerpo



ALMOHADILLA DE TAMAÑO MAS PEQUEÑO

Facilita su aplicación y evita apiñamientos



PLACA CONDUCTORA MAS GRANDE

El área conductora más grande dispersa la energía de manera más efectiva



CODIFICADO POR COLORES
para elegir el producto correcto

PROTECTOR VISIBLE
Evita el riesgo de resbalones

INSTRUCCIONES DE USO
Lista de verificación en el revestimiento removible del parche

ALMOHADILLAS CODIFICADAS A COLORES

La espuma del electrodo anterior es de color azul, y la espuma del electrodo posterior es de color blanco.

OPCIÓN DE CABLES POR FUERA

Permite preconectar las almohadillas antes de abrir la bolsa

PHYSIO CONTROL



ZOLL



Se muestra la opción de cables por fuera


CARDIAC SCIENCE



Parches para Desfibrilación


Almohadillas para desfibriladores para uso en todos los departamentos del hospital

Los Parches de Desfibrilación Heartsync de Nissha están diseñados para cumplir con todos sus requisitos. Con los cables más largos del mercado, 36 meses de vida útil y su colocación fácil nuestras almohadillas satisfacen todas sus necesidades.




PHYSIO CONTROL


Producto #	Para los modelos de desfibrilador	Cables	Almohadillas y Cables
C100AC-PHYSIO	Lifepak 15, 20/20e, 1000	Adentro	
C100LOAC-PHYSIO	Lifepak 15, 20/20e, 1000	Fuera	
T100AC-PHYSIO	Lifepak 15, 20/20e, 1000	Adentro	
T100LOAC-PHYSIO	Lifepak 15, 20/20e, 1000	Fuera	



ZOLL MEDICAL

Producto #	Para los modelos de desfibrilador	Cables	Almohadillas y Cables
C100AC-ZOLL	R-Series, X-Series	Adentro	
C100LOAC-ZOLL	R-Series, X-Series	Fuera	
T100AC-ZOLL	R-Series, X-Series	Adentro	
T100LOAC-ZOLL	R-Series, X-Series	Fuera	

CARDIAC SCIENCE



Producto #	Para los modelos de desfibrilador	Cables	
T100-CS	PowerHeart AED G3 Plus, PowerHeart AED G3 Pro	Fuera	Pueden utilizarse en lugar de Cardiac Science Parte#9131-001

Para información adicional, compatibilidad y uso del desfibrilador, visite: [HS.NisshaMedical.com/defib](https://www.HS.NisshaMedical.com/defib)