



Produtos de segurança para cuidados respiratórios

A fixação de cânulas e tubos é essencial para fornecer a terapia respiratória necessária. A Nissha Medical Technologies prioriza a proteção da pele de pacientes jovens, oferecendo uma variedade de dispositivos de segurança sensíveis.

LÁTEX GRÁTIS | USO EM PACIENTE ÚNICO | DESCARTÁVEL

Proteção de terapia nCPAP

CPAP CANNULAIDE DISPOSITIVO DE® SEGURANÇA - Pacientes prematuros a neonatais

- Para terapia nCPAP onde se pretende um selo nasal
- Funciona bem em condições úmidas, mesmo até 24 horas de uso contínuo
- Material transparente permite uma visualização mais fácil da integridade da pele e reposicionamento, se necessário
- O sistema de gancho e alça impede que a cânula se desconecte do movimento do paciente
- Feito com material de silicone macio para evitar irritação da pele e se alinhar com as diretrizes de cuidados com a pele da UTIN

Parte #	Ref	Descrição do Produto	QTY
700000588	CA100-0-25	Tamanho 0, para bebês com menos de 700g	25/caso
700000589	CA101-0-25	Tamanho 1, para bebês 700g -1250g	25/caso
700000590	CA102-0-25	Tamanho 2, para bebês 1251g-2000g	25/caso
700000591	CA103-0-25	Tamanho 3, para bebês 2.001g-3.000g	25/caso
700000592	CA104-0-25	Tamanho 4, para bebês acima de 3.000g	25/caso

***Dispositivo de fixação de cânula CPAP não é para uso com baixo ou alto fluxo cânulas de oxigênio, máscaras de nCPAP ou tubos endotraqueais**




Aprimorando o Selo

Reforço do Selo Pré-cortado e disponível para se ajustar a diferentes pesos do paciente e tamanhos de pino de cânula. Menos pressão sobre a pele jovem e macia. O tamanho das narinas dos bebês varia ao longo do tempo e à medida que os bebês envelhecem, de modo que os tamanhos limitados e fixos das pontas da cânula muitas vezes não se encaixam. Quando as pontas não se encaixam, usar um tamanho maior ou empurrar para dentro do nariz é necessário para uma vedação. Medir a força necessária para criar a pressão do CPAP mostra isso claramente.

O dispositivo de fixação CPAP Cannulaide® melhora um selar sem ter que pressionar as narinas do bebê, com apenas 1oz de força em média.

Força média nas narinas




Fixação de cânulas e tubos

DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO MINI WHISKERS™ - Pacientes prematuros a neonatais

- Ideal para bebês prematuros com menos de 2.000 g
- Fornece adesão suave por até 24 horas
- Um sistema de fixação suave para cânulas nasais e tubos de alimentação
- Tiras de velcro ajudam a manter o tubo na posição, reduzem fricção da pele e permitem ajustes fáceis quando necessário
- Uma caixa contém 20 bolsas

Parte #	Ref	Descrição do Produto	QTY
700000594	MW100-0-120	Exclusivamente para bebês prematuros com menos de 2.000g	120/caso



DISPOSITIVO DE SEGURANÇA STICKY WHISKERS™ - Pacientes Neonatais a Pediátricos

- Um sistema de fixação suave para cânulas nasais e tubos de alimentação
- Material hidrocolóide projetado para proporcionar suavidade adesão por até 24 horas
- Tiras de velcro ajudam a manter o tubo na posição, reduzir o atrito da pele e permitir reposicionamento fácil da cânula


Parte #	Ref	Descrição do Produto	QTY
700000595	SW102-0-25	Tamanho único para bebês	25/caso



TENDER GRIPS - Pacientes Pediátricos a Adultos

- Material acrílico macio projetado para manter o tubo da cânula na posição, geralmente usado ao redor das bochechas do paciente
- A aba interna permite o ajuste da cânula sem remover a fixação da pele do paciente
- Material não tóxico, hipoalergênico, de grau médico
- Resistente à umidade
- Adequado para ambientes domiciliares, ambulatoriais, de cuidados prolongados, de transporte e hospitalares
- Proporciona adesão suave por até 24 horas

Parte #	Ref	Descrição do Produto	QTY
700000596	1005-0-25	Tender Grips, sistema de fixação na pele, adulto	25 pares/caso
700000597	1006-0-100	Tender Grips, sistema de fixação na pele, adulto	Rolo de 100
700000598	1007-0-25	Tender Grips, sistema de fixação na pele, infantil	25/caso
700000599	1008-0-25	Tender Grips, sistema de fixação na pele, recém-nascido	25/caso
700000600	1008-0-10	Tender Grips, sistema de fixação na pele, recém-nascido	10/caso
700000601	1007-0-10	Tender Grips, sistema de fixação na pele, infantil	10/caso



Segurança de uso geral

TIRAS HIDROCOLOIDES - Todos os pacientes

- Material hidrocolóide que proporciona adesão suave à pele por 24 horas
- Ideal para fixar tubos de alimentação e fios de EKG
- Adequado para todos os pacientes
- Pré-cortado em lençóis e pronto para aplicação

Parte #	Ref	Descrição do Produto	QTY
70000606	1217-0-25	Tiras hidrocoídes	25/caso



As marcas registradas OEM aqui identificadas são marcas registradas dos respectivos OEMs e não da Nissha Medical Technologies. A Nissha Medical Technologies se isenta de qualquer afiliação, conexão ou associação entre seus produtos e os dos respectivos OEMs.