

## **KOMPATIBILITÄTSERKLÄRUNG – HEARTSYNC DEFIBRILLATIONSELEKTRODEN**

Gemäß Wissensstand am Revisionsdatum dieser Kompatibilitätserklärung erklärt Nissha Medical Technologies, dass die folgenden Teilenummern der HeartSync Defibrillationselektroden kompatibel mit dem angegebenen Defibrillatormodell sind –

### **Philips Medical**

**Defibrillatormodell:** Heartstart Intrepid, Heartstart XL, Heartstart MRx

**NMT Defibrillationselektrode Teilnr.:** T100AC- Philips, T100LOAC- Philips, C100AC- Philips, C100LOAC- Philips, Pediatric-Philips\*

**Defibrillatormodell:** Heartstart FR2+, Heartstart, DFM100, Forerunner

**NMT Defibrillationselektrode Teilnr.:** T100AC- Philips, T100LOAC- Philips, C100AC- Philips, C100LOAC- Philips

### **Physio-Control**

**Defibrillatormodell:** LifePak-12 Serie, LifePak-15 Serie, LifePak-20/20e Serie, LifePak-CR Plus-Serie

**NMT Defibrillationselektrode Teilnr.:** T100AC- Physio, T100LOAC- Physio, C100AC- Physio, C100LOAC- Physio, Pediatric-Physio\*

**Defibrillatormodell:** LifePak-500 Serie, LifePak-1000 Serie

**NMT Defibrillationselektrode Teilnr.:** T100AC- Physio, T100LOAC- Physio, C100AC- Physio, C100LOAC- Physio

### **Zoll Medical**

**Defibrillatormodell:** M-Series, E-Series, R-Series, X-Series. Powerheart G3, Propaq MD

**NMT Defibrillationselektrode Teilnr.:** T100AC- Zoll, T100LOAC-Zoll, C100AC-Zoll, C100LOAC- Zoll, Pediatric-Zoll\*

### **Cardiac Science**

**Defibrillatormodell:** PowerHeart AED G3 Plus, PowerHeart AED G3 Pro

**NMT Defibrillationselektrode Teilnr.:** T100-CS

## KOMPATIBILITÄTSERKLÄRUNG – HEARTSYNC DEFIBRILLATIONSELEKTRODEN

### Schiller

Defibrillatormodell: FRED easy, SKITY.DG4000, DG5000, DG6002, OBLS300, OBLS300A

NMT Defibrillationselektrode Teilnr.: T100AC-Schiller, T100LOAC- Schiller

### Nihon Kohden

Defibrillatormodell: TEC-5500 Serie, TEC-5600 Serie, TEC-7700 Serie, TEC-8300 Serie, TEC-7600 Serie,

NMT Defibrillationselektrode Teilnr.: T100AC-Nihonkohden, T100LOAC- Nihonkohden

\*HeartSync Defibrillationselektroden für Kinder sind NICHT kompatibel mit AEDs. AEDs können nicht manuell angepasst werden, um die Energieabgabe zu reduzieren. Siehe Benutzerhandbuch des Herstellers Ihrer AEDs

*Apoorva Nimkar*  
*04-Aug-2023*

Apoorva Nimkar  
Regulatory Affairs Coordinator  
Nissha Medical Technologies

*Derek Reigle*  
*04-Aug-2023*

Derek Reigle  
Design Engineer  
Nissha Medical Technologies

3-13-01-117 (08/2023)

[NISSHAMEDICAL.COM](http://NISSHAMEDICAL.COM)

Globale Zentrale: 400 Exchange Street, Buffalo, NY 14204  
Telefon: 716 853 7500 | Fax: 800 347 2420



**DECLARATION OF COMPATIBILITY- HEARTSYNC DEFIBRILLATION ELECTRODES**

According to the state of knowledge at the revision date of this Declaration of Compatibility, Nissha Medical Technologies declares that the following part numbers of HeartSync Defibrillation Electrodes are compatible with the listed model of defibrillators-

**Philips Medical**

**Defibrillator model:** HeartStart Intrepid, HeartStart XL, HeartStart MRx

**NMT Defibrillation Electrode Part No:** T100AC- Philips, T100LOAC- Philips, C100AC- Philips, C100LOAC- Philips, Pediatric-Philips

**Defibrillator model:** HeartStart FR2+, HeartStart, DFM100, Forerunner

**NMT Defibrillation Electrode Part No:** T100AC- Philips, T100LOAC- Philips, C100AC- Philips, C100LOAC- Philips

**Physio-Control**

**Defibrillator model:** LifePak-12 series , LifePak-15 series, LifePak-20 series, LifePak-CR plus series

**NMT Defibrillation Electrode Part No:** T100AC- Physio, T100LOAC- Physio, C100AC- Physio, C100LOAC- Physio, Pediatric-Physio

**Defibrillator model:** LifePak-500 series, LifePak-1000 series

**NMT Defibrillation Electrode Part No:** T100AC- Physio, T100LOAC- Physio, C100AC- Physio, C100LOAC- Physio

**Zoll Medical**

**Defibrillator model:** M-Series, E-Series, R-Series, X-Series. Powerheart G3, Propaq MD

**NMT Defibrillation Electrode Part No:** T100AC- Zoll, T100LOAC- Zoll, C100AC-Zoll, C100LOAC- Zoll, Pediatric-Zoll

**Cardiac Science**

**Defibrillator model:** PowerHeart AED G3 Plus, PowerHeart AED G3 Pro

**NMT Defibrillation Electrode Part No:** T100-CS

**DECLARATION OF COMPATIBILITY- HEARTSYNC DEFIBRILLATION ELECTRODES**

**Schiller**

**Defibrillator model:** FRED easy, SKITY, DG4000, DG5000, DG6002, OBLS300, OBLS300A

**NMT Defibrillation Electrode Part No:** T100AC-Schiller, T100LOAC- Schiller

**Nihon Kohden**

**Defibrillator model:** TEC-5500 series, TEC-5600 series, TEC-7700 series, TEC-8300 series, TEC-7600 series,

**NMT Defibrillation Electrode Part No:** T100AC-Nihonkohden, T100LOAC- Nihonkohden

**\*HeartSync pediatric defibrillation electrodes are NOT compatible with AED's. AEDs cannot be manually adjusted to reduce energy delivery. Please refer to your AED's manufacturer operation manual**

---

Apoorva Nimkar  
Regulatory Affairs Manager  
Nissha Medical Technologies

---

Derek Reigle  
Design Engineer  
Nissha Medical Technologies