



## Compatibilité de défibrillateur

Faire correspondre les marques de défibrillateurs aux références NMT-HS

MARQUE DE DÉFIBRILLATEUR	MODÈLE DE DÉFIBRILLATEUR	COMPATIBILITÉ NMT-HS ÉLECTRODE DE DÉFIBRILLATION LES NUMÉROS DE PIÈCE	
<b>Philips Medical</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HeartStart Intrepid</li> <li>HeartStart MRx (Plug Style Connector)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HeartStart XL</li> <li>Tempus LS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>T100AC-PHILIPS</li> <li>T100LOAC-PHILIPS</li> <li>C100AC-PHILIPS</li> <li>C100LOAC-PHILIPS</li> <li>PEDIATRIC-PHILIPS</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>HeartStart FR2+</li> <li>DFM100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HeartStart Forerunner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>T100AC-PHILIPS</li> <li>T100LOAC-PHILIPS</li> <li>C100AC-PHILIPS</li> <li>C100LOAC-PHILIPS</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>HeartStart FRx</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HeartStart FR3</li> </ul>	PAS COMPATIBLE*
<b>Physio-Control</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LP-CR plus series</li> <li>LP-15 series</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LP-20 series</li> <li>LP-12 series</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>T100AC-PHYSIO</li> <li>T100LOAC-PHYSIO</li> <li>C100AC-PHYSIO</li> <li>C100LOAC-PHYSIO</li> <li>PEDIATRIC-PHYSIO</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LP-500 series</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LP-1000 series</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>T100AC-PHYSIO</li> <li>T100LOAC-PHYSIO</li> <li>C100AC-PHYSIO</li> <li>C100LOAC-PHYSIO</li> </ul>
<b>Zoll Medical</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>M-Series</li> <li>E-Series</li> <li>R-Series</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Powerheart G3</li> <li>Propaq MD</li> <li>X-Series</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>T100AC-ZOLL</li> <li>T100LOAC-ZOLL</li> <li>C100AC-ZOLL</li> <li>C100LOAC-ZOLL</li> <li>PEDIATRIC-ZOLL</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zoll AED PLUS</li> <li>Zoll AED Pro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zoll AED 3</li> <li>Zoll AED 3 BLS</li> </ul>	PAS COMPATIBLE*
<b>Cardiac Science</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerHeart AED G3 Plus</li> <li>PowerHeart AED G3 Pro</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>T100-CS</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Powerheart AED G5</li> </ul>		PAS COMPATIBLE*
<b>Schiller</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FRED easy</li> <li>DG4000</li> <li>DG5000</li> <li>DG6002</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKITY</li> <li>OBLS300</li> <li>OBLS300A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>T100AC-SCHILLER</li> <li>T100LOAC-SCHILLER</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fred Easy Fully and Semi Automatic AED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fred Easyport Pocket Defibrillator</li> </ul>	PAS COMPATIBLE*
<b>Nihon Kohden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TEC-5500 series</li> <li>TEC-7700 series</li> <li>TEC-5600 series</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TEC-8300 series</li> <li>TEC-7600 series</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>T100AC-NIHONKOHDEN</li> <li>T100LOAC-NIHONKOHDEN</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>CardioLife AED</li> <li>CardioLife AED-3100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CardioLife AED Trainer</li> <li>CardioLife AED Linkage</li> </ul>	PAS COMPATIBLE*

\*Les électrodes de défibrillation pédiatrique HeartSync ne sont PAS compatibles avec les DEA. Les DEA ne peuvent pas être réglés manuellement pour réduire l'apport d'énergie. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du fabricant de votre DEA.

Veuillez contacter directement Nissha Medical Technologies-Healthcare Solutions pour toute question concernant la compatibilité des électrodes.

© 2020 Graphic Controls Acquisition Corporation. Tous les droits sont réservés.

Avis de non-responsabilité : les informations présentées sont considérées comme fiables concernant le sujet traité. La détermination finale de l'exactitude ou de l'exhaustivité de toute information, et la pertinence du produit pour l'usage envisagé, est de la responsabilité de l'utilisateur. Graphic Controls est une marque déposée de Graphic Controls Acquisition Corporation.