

ELECTRODES ECG



ELECTRODES VERSATRODE

NISSHA
MEDICAL TECHNOLOGIES



**BOUTON EN ACIER
INOXYDABLE**


Empêche la corrosion, éliminant les artefacts dans le traçage. Capteur en argent / chlorure d'argent.

SUPPORT

Le support en mousse de 1 mm procure de la résistance sans étirement.

GEL LIQUIDE

Teneur en chlorure optimisée pour des tracés fiables.



VersaTrode™

Electrodes de surveillance générale

Les électrodes VersaTrode™ de Nissha Medical Technologies sont le choix idéal pour toutes les applications de surveillance et de diagnostic cardiaque pour adulte. Elles sont conçues pour être utilisées dans toutes les procédures : test de stress, surveillance à long terme, surveillance à court terme ou ECG au repos.

60mm - Rond - Electrodes Moussees



Produit #	Reference #	Par Sachet	Par Boîte	Par Carton	Pression	Adhésif	Gel Type	
6000937N	FW60	25	250	3000	Acier Inoxidable	Standard	Gel Liquide	
6000939N	HTFW60	25	250	3000	Acier Inoxidable	Fort	Gel Liquide	

50mm - Rond - Electrodes Moussees



Produit #	Reference #	Par Sachet	Par Boîte	Par Carton	Pression	Adhésif	Gel Type	
6000936N	FW50	50	400	4800	Acier Inoxidable	Standard	Gel Liquide	
6000935N	FW50R	50	400	4800	Carbone	Standard	Gel Liquide	
6000941N	FS50	50	400	4800	Acier Inoxidable	Standard	Gel Liquide	
6000950N	FS50R	50	400	4800	Carbone	Standard	Gel Liquide	

36 x 50mm - Ovale - Electrodes Moussees



Produit #	Reference #	Par Sachet	Par Boîte	Par Carton	Pression	Adhésif	Gel Type	
6000982N	HTFW365B	30	600	3600	4mm	Fort	Gel Liquide	
6000940N	HTFS365	50	500	6000	Acier Inoxidable	Fort	Gel Solide	

32mm - Carré - Electrodes Moussees



Produit #	Reference #	Par Sachet	Par Boîte	Par Carton	Pression	Adhésif	Gel Type	
6000930N	HTFW323	50	500	6000	Acier Inoxidable	Fort	Gel Liquide	
6001023N	HTFW32	50	500	6000	Acier Inoxidable	Fort	Gel Solide	
6001126N	HTFS323R	50	500	6000	Carbone	Fort	Gel Solide	
6001200N	HTFW323B	50	400	4800	Acier Inoxidable	Fort	Gel Liquide	
6001494N	HTFW323R	50	400	4800	Carbone	Fort	Gel Liquide	

32mm - Larme - Electrodes Moussees



Produit #	Reference #	Par Sachet	Par Boîte	Par Carton	Pression	Adhésif	Gel Type	
6000931N	FW32P	50	500	6000	Acier Inoxidable	Standard	Gel Liquide	
6001437N	FS32P	50	500	6000	Acier Inoxidable	Standard	Gel Solide	
6001409N	FS32PR	50	500	600	Carbone	Standard	Gel Solide	

BOUTON EN CARBONE

Compatibilité IRM Conditionnelle et Radiotransparent avec capteur en argent / chlorure d'argent

ETIQUETTE

L'étiquette circulaire maintient en place la pression sur l'électrode.

ADHÉSIF

Adhésif acrylique de qualité médicale, garantissant le maintien en place de l'électrode.

Gel Solide

Aide à l'adhésion de l'électrode et ne nécessite pas de nettoyage après utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

- Mousse Adulte : Gel d'électrode Liquide et Solide
- Adhésif Hypoallergique
- Option d'adhésif fort
- IRM Sous Condition

Connection

Banane



Sans Latex



Gel Liquide



Gel Solide



Compatibilité IRM

Conditionnelle



NISSHA

MEDICAL TECHNOLOGIES

France

25 Boulevard de la Paix
95800 Cergy
France
Tel: +33 (0)1 39 72 66 66
Fax +33 (0)1 39 72 61 61
HS.NisshaMedical.com/fr/

Royaume-Uni

Torbay Business Park
Woodview Road
Paignton, Devon
TQ4 7HP
Phone: +44 1803 860100
HS.NisshaMedical.com/uk/

Siège Social

400 Exchange Street
Buffalo, NY 14204
Phone: 1.800.669.6905
Fax: 1.888.658.4941
HS.NisshaMedical.com