



ZBrand™
Electrodos Multiuso

CARACTERÍSTICAS



VARIEDAD DE FORMAS, TAMAÑOS Y SUSTRATOS

Disponibles en varios tamaños y formas para la mejor fijación del electrodo.



GEL HÚMEDO O GEL SÓLIDO

Preferencias de Gel húmedo o Gel sólido



LENGÜETA ÚTIL



La lengüeta permite retirar el electrodo fácilmente del forro.

Los electrodos ZBrand fueron diseñados para un alto rendimiento y ofrecen máxima calidad.

EMPAQUE

BOLSA AL POR MAYOR RESELLABLE

Contiene 30 o más electrodos



BOLSA DE UN SOLO USO

Empacados en cantidades exactas justas para evitar desperdicio

CAJA

Etiquetas con aprobación de FDA/GS1



ZBrand™

Electrodos Multiuso

La Línea de Electrodo ZBrand fue desarrollada para cumplir con los requisitos del hospital y ofrece una solución de alto rendimiento y buena calidad para el monitoreo de pacientes.

40 x 36 mm - ELECTRODO DE TELA EN FORMA DE LÁGRIMA




Producto #	Descripción	Tira	Bolsa	Caja	Gel	Compatible con RM	Duración
6502683V	Z05MC-3	3	3	1200	●		72 Horas
6502684V	Z05MC-5	5	5	1000	●		72 Horas
6502685V	Z05MC-50	5	50	1000	●		72 Horas

50 x 48 mm - ELECTRODO DE TELA REDONDO



Producto #	Descripción	Tira	Bolsa	Caja	Gel	Compatible con RM	Duración
6502686V	Z05MCRT-50	5	50	1000	●	⚠	72 Horas

40 x 36 mm - ELECTRODO DE ESPUMA EN FORMA DE LÁGRIMA



Producto #	Descripción	Tira	Bolsa	Caja	Gel	Compatible con RM	Duración
6502692V	Z05SG-3	3	3	1200	●		72 Horas
6502694V	Z05SG-5	5	5	1000	●		72 Horas
6502693V	Z05SG-30	3	30	1200	●		72 Horas
6502695V	Z05SG-50	5	50	1000	●		72 Horas
6502696V	Z05SGRT-30	3	30	1200	●	⚠	72 Horas
6502697V	Z05SGRT-50	5	50	1000	●	⚠	72 Horas
6502681V	Z05-5	5	5	1000	●		72 Horas
6502682V	Z05-50	5	50	1000	●		72 Horas

40 x 35 mm - ELECTRODO DE ESPUMA RECTANGULAR



Producto #	Descripción	Tira	Bolsa	Caja	Gel	Compatible con RM	Duración
6502721V	Z35-3	3	3	1200	●		72 Horas
6502722V	Z35-5	5	5	1000	●		72 Horas
6502723V	Z35-50	5	50	1000	●		72 Horas
6502724V	Z35RT-3	3	3	1200	●	⚠	72 Horas
6502725V	Z35RT-5	5	5	1000	●	⚠	72 Horas
6502726V	Z35RT-50	5	50	1000	●	⚠	72 Horas

40 x 36 mm - ELECTRODO DE CINTA EN FORMA DE LÁGRIMA



Producto #	Descripción	Tira	Bolsa	Caja	Gel	Compatible con RM	Duración
6502687V	Z05MT-3	3	3	1200	●		72 Horas
6502688V	Z05MT-5	5	5	1000	●		72 Horas
6502689V	Z05MT-50	5	50	1000	●		72 Horas
6502690V	Z05MTRT-5	5	5	1000	●	⚠	72 Horas
6502691V	Z05MTRT-50	5	50	1000	●	⚠	72 Horas